

REBOUND® POST-OP KNEE

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Stany po leczeniu/urazie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i/lub więzadła krzyżowego tylnego (PCL), więzadła pobocznego piszczelowego (MCL) oraz więzadła pobocznego strzałkowego (LCL)
- Stany po leczeniu łękotki
- Pęknięcia nasady bliższej kości piszczelowej
- Stany po leczeniu więzadła rzepki
- Stany po zabiegach kostno-chrzęstnych
- Pęknięcia kłykcia
- Skręcenia/zwichnięcia stawu kolanowego
- Wysoka osteotomia kości piszczelowej



FUNKCJE I KORZYŚCI

- Dostępna w wersji uniwersalnej, na lewą lub prawą nogę i w wersji dla dzieci
- Teleskopowy stelaż o wysokości od 47–69,5 cm (dorosły) i 39,5–54 cm (dziecko)
- Łatwy w regulacji zawias OneTouch™ do regulacji zakresu ruchu z możliwością zablokowania
- Numery na stelażu ułatwiają wyjaśnienie pacjentom sposobu użytkowania
- Sprzączki Quick Fit ułatwiają zakładanie z ortezy

WYMAGANE POMIARY

- Obwód: 15 cm nad środkiem rzepki

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

ORTEZA POOPERACYJNA REBOUND

Opis	Obwód uda	Przewiewna	Wyściółka z pianki
Dziecko	30,5–63,5 cm	B-8381470	
Lewa strona	41–81 cm	B-8381680	B-8382680
Prawa strona	41–81 cm	B-8381580	B-8382580
Uniwersalna	41–81 cm	B-8381480	B-8382480
Uniwersalna XL	41–96,5 cm	B-8381490	B-8382490

AKCESORIA

Opis	Nr katalogowy
Zamki blokujące zakres ruchu	B-8380005
Zestaw zapięć na rzepy z zaciskami krokodylkowymi	B-8380006
Zestaw zapięć na rzepy dla dzieci	B-8380008
Zestaw zapięć na rzepy, uniwersalny / uniwersalny XL	B-8380007

WYMIENNE ELEMENTY MIĘKKIE

Opis	Przewiewna	Wyściółka z pianki
Dziecko	B-8381072	
Uniwersalna*	B-8381082	B-8382082
Uniwersalna XL	B-8381092	B-8382092

* Do wersji uniwersalnej, lewa noga, prawa noga.